

ACCESSOIRES Hygie



HOUSSES DE PROTECTION POUR BALANCE SUSPENDUE

Prévient toute contamination de la balance dans un lieu d'isolement.

Réf. EN-PRBA-KCYO-100

Dimensions: 25 x 25 cm

Boîte de 100 unités



BALANCE SUSPENDUE

La balance suspendue est utilisée pour peser la quantité de fluides corporels (urine, selles, vomissures) recueillis dans les sacs hygiéniques®. Il peut être accroché au mur à l'entrée de la chambre du patient ou conservé au poste central d'une unité. Pré-calibré pour le sac, graduation: 0.5 oz (10g).

Réf. BA-KCYO-1000-000

Dimensions: 30 cm (h)



SYSTÈME DE SUPPORT MURAL

Pour suspendre les boîtes d'enveloppes hygiéniques® et tous les supports Hygie. Le support est fabriqué en acier laminé à froid recouvert d'une peinture en poudre électrostatique. Il ne contient aucun matériau poreux.

Les fixations sont incluses.

Réf. HY-HOLD-PART-004

Dimensions: 67 x 33.5 x 14 cm



DISTRIBUTEUR D'ENVELOPPES HYGIÉNIQUES®

Peut contenir jusqu'à 20 enveloppes hygiéniques® pour les bassins de lit, les supports urinal ou vomitoire. A utiliser avec la plaque d'accessoires (vendue séparément)

Plaques disponibles pour chaise d'aisance:

CH-PLAQ-DIST-000

(pour chaise d'aisance en acier standard)

CH-PLAQ-DIST-XL0

(pour chaise percée en acier XL)

CH-PLAQ-DIST-ALU

(pour chaise percée Alu-Classic)

Réf. DI-SACS-0000-000

Dimensions: 23 x 19 x 9 cm