

Sachets de Protections Steriking®

Protégez votre système de barrière stérile contre les événements indésirables



Haute protection

- Protège la barrière et l'objet stérile de la poussière, des perforations, de l'abrasion, des taches et des insectes
- Réduit la charge microbienne sur les couches extérieures et intérieures du système de barrière stérile
- Résistant à l'eau

Caractéristiques hors-pair

- Pelable • Durable • Transparent
- Facile à sceller avec une très large plage de scellage

Sachets de Protections Steriking®

Les sachets de protection anti-poussière Steriking® se composent d'un laminé plastique multicouches imperméable, qui protège les objets de la poussière et des influences de l'environnement, prolongeant ainsi leur stérilité.

Les sachets de protection anti-poussière STERIKING® sont conformes aux normes internationales suivantes : ISO 11607-1:2019 et ISO 11607-2:2019. Ils peuvent être utilisés avec des plateaux emballés, des objets en sachet ou des conteneurs pour offrir une protection supplémentaire à la barrière et au dispositif stérilisé. Les sachets de protection préservent le système de barrière stérile contre la rupture, les fortes teneurs en humidité et l'eau. Ils protègent des microbes, de la poussière et de la saleté, garantissant ainsi la stérilité de l'objet emballé.

Sachets de protection :

- Sachets de protection CB thermoscellables à l'aide d'une soudeuse à impulsions ou d'une soudeuse rotative, à des températures de scellage recommandées de 130-160° C (272-335° F)
- Utilisation de sachets de protection auto-scellables SSDC en l'absence de soudeuse thermique
- Durée de conservation supérieure des objets stérilisés
- Adaptés à la stérilisation par rayonnement
- Ouverture pelable propre et facile des sachets de protection, permettant une présentation aseptique

La gamme de sachets de protection Wipak Steriking® comprend :

STERIKING® DUST COVER BAGS HEAT SEAL			
Code	Taille (mm)	Taille (po)	Unité d'emballage (pcs/boîte)
CB1	150 x 270	6' x 10,5'	1 000
CB2	205 x 300	8' x 12'	1 000
CB3	250 x 400	10' x 15,5'	1 000
CB4	300 x 500	12' x 19,5'	500
CB5	400 x 550	15,5' x 22'	500
CB6	420 x 700	16,5' x 27,5'	500
CB7	500 x 800	19,5' x 31,5'	300

STERIKING® SELF SEAL DUST COVER BAGS			
Code	Taille (mm)	Taille (po)	Unité d'emballage (pcs/boîte)
SSDC10	150 x 270	6' x 10,5'	500
SSDC20	200 x 350	8' x 14'	500
SSDC30	250 x 400	10' x 15,5'	500
SSDC40	300 x 500	12' x 22'	200
SSDC60	420 x 700	16,5' x 27,5'	200



We care that you pack safely!



www.steriking.com
e-mail: steriking@wipak.com | steriking@wiicare.com