

GO VOM® SAC À VOMI

GRADUÉ AVEC TAMPON ABSORBANT

Code de produit : 1-PRBV1 (Présentoir 50 sacs)

Code de produit : SA-HYGI-GOVO-000 (Présentoir 35 sacs)



1

Présentoir
50 sacs
1-PRBV1

2

Présentoir
35 sacs
SA-HYGI-GOVO-000

Hygiénique et pratique, le sac à vomir GO VOM® avec tampon absorbant est idéal pour les interventions d'urgence (hôpitaux, cliniques médicales, ambulances), ainsi que pour le transport, que ce soit par avion, voiture, bateau, etc. Il est également recommandé pour l'isolement en cas d'infection nosocomiale, en oncologie, en salle des urgences et lors des soins à domicile. Convient aux adultes et aux enfants.

Le tampon absorbant contenu dans chaque GOVOM® est conçu pour gélifier 300 ml et plus de liquides biologiques en quelques secondes. Des lignes de graduation permettent de prendre une mesure facilement. Le tampon est composé à 100% de matières recyclées.

1 SPÉCIFICATIONS : 1-PRBV1

- Sac transparent gradué : 39,5 x 15 cm
- Présentoir 50 sacs : 18,7 x 14,5 x 20 cm
- Unités par caisse : 400 sacs (8 présentoirs de 50 sacs)

2 SPÉCIFICATIONS : SA-HYGI-GOVO-000

- Sac transparent gradué : 39,5 x 15 cm
- Présentoir 35 sacs : 20 x 11,5 x 18,5 cm
- Unités par caisse : 420 sacs (12 présentoirs de 35 sacs)

Fermable pour
éviter les fuites

Transparent et gradué.
Avec tampon absorbant
à l'intérieur
composé à 100% de
matières recyclées



Tampon super-absorbant

FACILE À UTILISER

