

## DES PACKAGINGS FONCTIONNELS POUR VOUS FACILITER LA VIE !


Étiquetage, normes et conditionnement  
conformes aux Règlements Dispositifs  
Médicaux et Equipements  
de Protection Individuelle

### L'ÉTIQUETTE



Exemple GLNPCHIR20\_

|     |   |     |   |
|-----|---|-----|---|
| 5,5 | 6 | 6,5 | 7 |
| 7,5 | 8 | 8,5 | 9 |



**LATEX**  
GLNPCHIR20\_



**NITRILE**  
NITRILE SANS ACCÉLÉRATEUR  
GNNPCHIR20\_  
Pochette longue



### LA POCHETTE

- Excellente pelabilité,
- Pliage optimal pour un enfilage aseptique.

### LA BOÎTE DISTRIBUTRICE

- 50 paires de gants stériles à usage unique,
- Double ouverture, par le haut ou sur le côté,
- Identification rapide de la taille par 2 stickers, marquage sur le blister et sur le champ stérile,
- Lisibilité rapide des informations technico-réglementaires.

### LE CARTON

- 200 paires de gants (4 boîtes x 50),
- lisibilité rapide des informations technico-réglementaires,
- matière recyclable.

### LA PALETTE

- Standard européen, consignée.

- Excellente pelabilité de la pochette : pas de faute d'asepsie
- Ouverture de la pochette en une seule fois, facile et sans mémoire de forme
- Une boîte distributrice fonctionnelle et qualitative

## Polysem.medical VOUS ACCOMPAGNE PAR LA FORMATION ET PAR UN SUIVI PERSONNALISÉ

- Mise à disposition d'outils d'information (fiches techniques, mode d'emploi...),
- Formation initiale et accompagnement des utilisateurs au bon usage des produits (plan de formation technique, vidéos « Didacticiel », fiches de bon usage...),
- Développement, sur demande, de programmes d'évaluation des pratiques liées au produit.

### LATEX

#### Gant d'intervention et de chirurgie Latex, non poudrés, stériles Polysem.medical®

| Référence    | Taille | Conditionnement /boîte distributrice | Caractéristiques techniques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------|--------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GLNPCHIR2055 | 5,5    | 50 paires de gants                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Produit classe IIa,</li> <li>• EPI de catégorie III type B et protection contre les micro-organismes (bactéries, champignons, virus),</li> <li>• Stérilisation par rayonnements ionisants,</li> <li>• Durée de vie : 3 ans,</li> <li>• Latex naturel sans colorant,</li> <li>• De forme anatomique avec bords roulés.</li> </ul> |
| GLNPCHIR2060 | 6      | 50 paires de gants                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| GLNPCHIR2065 | 6,5    | 50 paires de gants                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| GLNPCHIR2070 | 7      | 50 paires de gants                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| GLNPCHIR2075 | 7,5    | 50 paires de gants                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| GLNPCHIR2080 | 8      | 50 paires de gants                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| GLNPCHIR2085 | 8,5    | 50 paires de gants                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| GLNPCHIR2090 | 9      | 50 paires de gants                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

### NITRILE NITRILE SANS ACCÉLÉRATEUR

#### Gant d'intervention et de chirurgie Nitrile, non poudrés, stériles Polysem.medical®

| Référence    | Taille | Conditionnement /boîte distributrice | Caractéristiques techniques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------|--------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GNNPCHIR2055 | 5,5    | 50 paires de gants                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Produit classe IIa,</li> <li>• EPI de catégorie III type B et protection contre les micro-organismes (bactéries, champignons, virus),</li> <li>• Stérilisation par Rayons gamma,</li> <li>• Durée de vie : 3 ans,</li> <li>• Sans protéine naturelle de latex (pas d'allergies de type I),</li> <li>• Sans accélérateur de vulcanisation (pas d'allergies de type IV),</li> <li>• De forme anatomique avec bords roulés.</li> <li>• Manchette étendue 280 mm</li> </ul> |
| GNNPCHIR2060 | 6      | 50 paires de gants                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| GNNPCHIR2065 | 6,5    | 50 paires de gants                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| GNNPCHIR2070 | 7      | 50 paires de gants                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| GNNPCHIR2075 | 7,5    | 50 paires de gants                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| GNNPCHIR2080 | 8      | 50 paires de gants                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| GNNPCHIR2085 | 8,5    | 50 paires de gants                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| GNNPCHIR2090 | 9      | 50 paires de gants                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

La relation soignants/patients est au cœur de notre organisation, de nos valeurs et de nos process



polysem.medical  
by didactic

Polysem.medical est une marque DIDACTIC  
DIDACTIC

216 rue Roland Moreno. 76210 Saint-Jean-de-la-Neuve - France  
Tél. +33 2 35 44 93 93 - Fax +33 2 35 44 93 88 - [contact@didactic.fr](mailto:contact@didactic.fr) - [www.didactic.care](http://www.didactic.care)

**POUR PASSER VOTRE COMMANDE**  
CONTACTEZ NOTRE SERVICE CLIENTS  
PAR TÉLÉPHONE, FAX OU MAIL.

Credit photo : Fotolia  
MKT POLYSEM F2002-02\_2023 | Réalisation : Service Marketing