

## Chirurgie à haute fréquence

Les pinces bipolaires sont des instruments de chirurgie à coagulation qui :


- ✓ limitent le traumatisme opératoire,
- ✓ permettent des solutions innovantes (pas de corps étranger dans la plaie),
- ✓ offrent des possibilités d'interventions minimales et rapides pour le confort du patient,
- ✓ offrent une réduction des coûts opératoires.



### 8001737

Pince Adson  
Connexion fiche double articulée


Largeur pointe 0,5mm  
Longueur pince 12cm  
Longueur câble 3m



### 8001818

Pince Adson  
Connexion Erbe


Largeur pointe 0,5mm  
Longueur pince 12cm  
Longueur câble 3m



### 8001819

Pince Jeweler fine  
Connexion fiche double articulée

Largeur pointe 0,5mm  
Longueur pince 11,5cm  
Longueur câble 3m



## Chirurgie à haute fréquence

Les pinces bipolaires sont des instruments de chirurgie à coagulation qui :


- ✓ limitent le traumatisme opératoire,
- ✓ permettent des solutions innovantes (pas de corps étranger dans la plaie),
- ✓ offrent des possibilités d'interventions minimales et rapides pour le confort du patient,
- ✓ offrent une réduction des coûts opératoires.



### 8001767

Pince coudée non adhérente  
Connexion fiche double articulée


Largeur pointe 0,5mm  
Longueur pince 15.5cm  
Longueur câble 3m



### 8001768

Pince coudée non adhérente  
Connexion fiche double articulée


Largeur pointe 1mm  
Longueur pince 15.5cm  
Longueur câble 3m



### 8001793

Pince Jeweler fine coudée non adhérente  
Connexion fiche double articulée

Largeur pointe 0,5mm  
Longueur pince 10.8cm  
Longueur câble 3m



## Chirurgie à haute fréquence

Les pinces bipolaires sont des instruments de chirurgie à coagulation qui :


- ✓ limitent le traumatisme opératoire,
- ✓ permettent des solutions innovantes (pas de corps étranger dans la plaie),
- ✓ offrent des possibilités d'interventions minimales et rapides pour le confort du patient,
- ✓ offrent une réduction des coûts opératoires.



### 8001936

Pince baïonnette non adhérente  
Connexion fiche double articulée

Largeur pointe 1mm  
Longueur pince 15.5cm  
Longueur câble 3m



### 8001937

Pince baïonnette non adhérente  
Connexion fiche double articulée

Largeur pointe 1mm  
Longueur pince 18cm  
Longueur câble 3m

