

Couvre-plateaux



Couvre-plateaux

Couvre-plateaux pour utilisation dans les plateaux portant les instruments chirurgicaux pour absorber l'humidité et assurer une protection mécanique

- Absorbent l'excès de condensation.
- Papier spécial résistant à l'humidité.
- Pratiquement sans aucune peluche.

TL - Couvre-plateaux standard - dans un plateau, sous les instruments

TLWE - Trayliners with edge - hors du plateau d'instruments sur le dessus de l'emballage interne

TLNW - Couvre-plateaux non tissés - combinaisons d'emballages non tissés et SMS - capacité d'absorption extrême

Article	Largeur	Longueur	Soufflet	Unité d'emballage
TL25	250	300		1000
TL3040	300	400		500
TL40	400	500		500
TL50	300	500		500
TLNW1525	150	250		3200
TLNW3025	300	250		1200
TLNW3040	300	400		1200
TLNW3050	300	500		600
TLWE2525	250	250		500
TLWE4825	480	250		500
TLWE5030	500	300		500