

ARROWPACK TitePack

PATENTED

ARROWPACK TitePack est le plus sûr et le plus efficace système d'emballage de protection pour les plateaux et toutes les autres charges enveloppées, stérilisés à la vapeur.

ARROWPACK TitePack est une innovation révolutionnaire, conçu pour être utilisé en combinaison avec tous les types d'enveloppe de stérilisation pour renforcer et donner le maximum de protection au système de barrière (SBS).

ARROWPACK TitePack utilise la dernière technologie rétractable éliminant la nécessité d'autres investissements. La chaleur générée dans le stérilisateur est suffisante.

ARROWPACK TitePack est composé de matériaux sensibles à la température. Le film rétrécit en cours de processus de stérilisation à la vapeur, quelle que soit la matière d'emballage stérile enveloppée. Les plateaux ou emballages restent hermétiques et intacts. TitePack est conforme à la norme EN ISO11607.

ARROWPACK TitePack élimine toutes les erreurs humaines et matérielles.



Pourquoi utiliser ARROWPACK TitePack ?

- ARROWPACK TitePack garantit une liaison solide et serrée de chaque emballage stérile (SBS).
- Une bande unique qui permet une ouverture simple et rapide.
- Auto liaison et indicateur vapeur classe 1, élimine le besoin de TAPES.
- Visibilité totale, permet une vérification visuelle.
- Fait d'un FILM PROTECTEUR, prolonge la durée de vie, pas de risque d'ouverture du paquet, ou de bandes libérées après le traitement.
- La sécurité totale de la barrière évite les paquets ouverts ou endommagés.
- Sécurité renforcée pendant le stockage et le transport.
- Se ferme tout seul avec la chaleur du stérilisateur.
- Livré dans une gamme de bobines.
- Tailles personnalisées et impression sur demande.

	Article	Qté/boîte
Tite Pack – Plateau d'emballage	56000	1
Tite Pack – Porte rouleau	56100	1
Tite Pack 420mm x 60m	56400	1
Tite Pack 420mm x 60m x 50mm	56700	1