

SUPPORT BASSIN DE LIT

TECHNOLOGIE HY21®



Code de produit : BA-BASS-HY21-000



Utilisé avec les Enveloppes hygiéniques®, le support bassin de lit Hy21® avec poignée remplace le bassin de lit standard et orthopédique en offrant le design 2-en-1 qui combine les avantages des 2 types de bassin. La technologie révolutionnaire Hy21® facilite la manipulation et l'usage pour tout type de patients requérant un bassin de lit.

Indiqué pour un usage uni-patient, le support bassin de lit Hy21® avec Enveloppe hygiénique® permet de réduire le temps nécessaire pour éliminer les liquides biologiques, ainsi que pour laver et désinfecter l'équipement souillé.

Les supports sont entièrement faits d'un plastique de polypropylène durable et recyclable. Ils sont empilables et permettent d'optimiser l'espace.

SPÉCIFICATIONS

- Dimensions du support : 38,5 x 29,6 x 10,6 cm
- Unités par caisse: 20



Tampon super-absorbant

Avec Enveloppe hygiénique®

ENVELOPPES HYGIÉNIQUES®

POUR BASSIN DE LIT/CHAISE GARDE-ROBE

Code de produit : SA-HYGI-CLBI-000





Les Enveloppes hygiéniques® pour bassin de lit et chaise garde-robe sont la solution parfaite pour gérer et contenir les liquides biologiques dans l'environnement proche du patient tout en réduisant les risques de contamination croisée.

En 30 secondes, le tampon super-absorbant contenu dans l'Enveloppe hygiénique® gélifie 700 ml de liquides biologiques réduisant ainsi les corvées de nettoyage et les éclaboussures. Après utilisation, simplement nouer et jeter à l'endroit désigné. L'Enveloppe hygiénique® et le tampon super-absorbant sont composés de matières recyclées.

SPÉCIFICATIONS

- Dimensions de l'Enveloppe hygiénique® : 62,2 x 45,7 cm
- Dimensions de la boîte : 20 x 11,4 x 11,4 cm
- Unités par caisse : 400 (20 boîtes de 20 Enveloppes hygiéniques®)

Bassin de lit Hygie® Bassin de lit standard



ou




Chaise garde-robe

Rehausseur de bassin pour personnes en surpoids
Se place sur le bassin Hy21® pour augmenter la hauteur

BA-BASS-HY21-SFO

- Unités par caisse : 10



Tampon super-absorbant



Fait partie de la technologie de gestion des liquides biologiques d'Hygie®

