

# SUPPORT URINAL

## TECHNOLOGIE HY21®



Code de produit : HY-SUPP-URI3-000



### *Pour femmes et hommes*

- Design ergonomique – aide à promouvoir l'autonomie des patients
- Ouverture large – renforce la confiance des patients
- Design unique – élimine les déversements et les fuites



Cas d'infections du  
tractus urinaire  
associées  
à l'usage de sonde?

Envisagez l'usage du  
support urinal Hy21®  
avec le tampon  
super-absorbant!

Utilisé avec les Enveloppes hygiéniques®, le support urinal Hy21® avec poignée permet de gérer et de contenir de façon efficace l'urine sur les lieux de soins. Il est essentiel pour les patients alités ou en perte de mobilité. Bien que facile à manipuler pour les hommes, ce design unique est aussi conçu pour l'anatomie féminine avec une large ouverture éliminant les déversements et les fuites.

Indiqué pour un usage uni-patient, le support urinal Hy21® avec Enveloppe hygiénique® permet de réduire le temps nécessaire pour éliminer les liquides biologiques et pour laver et désinfecter l'équipement souillé.

La poignée facilite la manipulation et peut servir à accrocher le support urinal au lit, étant ainsi toujours près du patient.

Les supports sont fabriqués entièrement d'un plastique de polypropylène durable et recyclable.

### SPÉCIFICATIONS

- Dimensions du support : 13 x 9,5 x 24,4 cm
- Unités par caisse: 20



# ENVELOPPES HYGIÉNIQUES®

## POUR SUPPORT URINAL

Code de produit : SA-HYGI-URI0-000



Les Enveloppes hygiéniques® pour le support urinal Hy21® sont la solution rapide et efficace pour disposer de l'urine tout en évitant les inconvénients tels que le nettoyage et les éclaboussures et en réduisant les risques de contamination croisée.

En 30 secondes, le tampon super-absorbant contenu dans l'Enveloppe hygiénique® gélifie 600 ml de liquides biologiques. Après utilisation, simplement nouer et jeter à l'endroit désigné.

Le tampon super-absorbant est composé à 100% de matières recyclées.

### Utilisation optimale

Ajuster la position du lit pour assurer que le patient soit pleinement confortable. Le produit sera plus efficace si le patient est dans une position semi-assise plutôt que complètement couché sur le dos. Mettre le tampon à plat dans l'Enveloppe hygiénique® ou plier le tampon super-absorbant en deux et disposer dans le fond de l'Enveloppe hygiénique®.

### SPÉCIFICATIONS

- Dimensions de l'Enveloppe hygiénique® : 43 x 16 cm
- Dimensions de la boîte : 25 x 5 x 15 cm
- Unités par caisse: 400 (20 boîtes de 20 Enveloppes hygiéniques®)



Fait partie de la technologie de gestion des liquides biologiques d'Hygie®

