

SUPPORT VOMITOIRE

TECHNOLOGIE HY21®



Code de produit : HY-SUPP-VOM0-000



Utilisé avec l'Enveloppe hygiénique®, le support vomitoire Hy21® avec poignée est la solution rapide et efficace pour gérer les liquides biologiques, tout en évitant les inconvénients tels que le nettoyage et les éclaboussures. Il est essentiel pour toute personne prise de vomissements, que ce soit en établissement, à domicile ou en déplacement. Particulièrement recommandé pour les services d'oncologie, de dialyse, dans la salle de réveil postopératoire ainsi que durant des épisodes de gastro-entérite.

Indiqué pour un usage uni-patient, le support vomitoire Hy21® avec Enveloppe hygiénique® permet de réduire le temps nécessaire pour éliminer les liquides biologiques et pour laver et désinfecter l'équipement souillé.

Les supports sont fabriqués entièrement d'un plastique de polypropylène durable et recyclable. Ils sont empilables et permettent d'optimiser l'espace.

SPÉCIFICATIONS

- Dimensions du support : 19 x 11,5 x 13 cm
- Unités par caisse: 20

ENVELOPPES HYGIÉNIQUES®

POUR SUPPORT VOMITOIRE

Code de produit : SA-HYGI-VOM0-000



Les Enveloppes hygiéniques® pour support vomitoire Hy21® sont la solution rapide et efficace pour toute personne prise de vomissements souhaitant éviter les inconvénients tels que le nettoyage et les éclaboussures, réduisant ainsi les risques de contamination croisée.

En 30 secondes, le tampon super-absorbant contenu dans l'Enveloppe hygiénique® gélifie 600 ml de liquides biologiques. Après utilisation, simplement nouer et jeter à l'endroit désigné.

Le tampon super-absorbant est composé à 100% de matières recyclées.

SPÉCIFICATIONS

- Dimensions de l'Enveloppe hygiénique® : 25 x 25 cm
- Dimensions de la boîte : 25 x 15 x 5 cm
- Unités par caisse: 400 (20 boîtes de 20 Enveloppes hygiéniques®)



Absorption
600 ml
30 sec



Fait partie de la technologie de gestion des liquides biologiques d'Hygie®

